



HARZ Labs
MATERIALS FOR 3D PRINTING

HARZ Labs Dental Peach

Техническая документация

Версия 1.4 / РУС
18 Февраля 2026

РАЗДЕЛ 1: ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Dental Peach – это матовый материал бледно-оранжевого цвета, изготовленный из биосовместимого сырья, которое используется в стоматологических пломбах с УФ-отверждением. Предназначен для демонстрационных стоматологических моделей и мастер-моделей. Жесткий, твердый, устойчивый к высоким температурам во время термоформования элайнеров.

РАЗДЕЛ 2: СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

2.1 Характеристики жидкости

Параметр	Стандарт/метод	Результат (метрическая система)
Цвет	-	Бледно-оранжевый (непрозрачный)
Запах	-	Без запаха
Плотность	ASTM D1298	1.0 ± 0.1 г/см ³
Вязкость (25°C)	ASTM D2393	575 ± 225 мПа·с

2.2 Механические свойства

Параметр	Стандарт/метод	Результат (метрическая система)
Прочность на изгиб	ASTM D790	140 ± 20 МПа
Модуль упругости при изгибе	ASTM D790	2800 ± 200 МПа
Прочность на разрыв	ASTM D638	80 ± 10 МПа
Модуль упругости при разрыве	ASTM D638	800 ± 100 МПа
Относительное удлинение при разрыве	ASTM D638	10 ± 3 %
Твердость	ASTM D2240	79 ± 2 по Shore D
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза)	ASTM D4812	7 ± 3 кДж/м ²
Температура тепловой деформации @ 0.45 МПа	ASTM D648	98 ± 3 °C
Температура тепловой деформации @ 1.82 МПа	ASTM D648	76 ± 3 °C

2.3 Специальные параметры

Параметр	Стандарт/метод	Результат
Растворимость (24 ч)	ASTM D3132	≤ 0.01 %
Водопоглощение (24 ч)	ASTM D570	≤ 0.47 %
Содержание свободного мономера	ISO 10993	Соответствует
Цитотоксичность	ISO 10993	Соответствует
Раздражающее действие	ISO 10993	Соответствует

Вышеуказанная информация считается точной и представляет собой наилучшие данные, доступные нам в настоящее время. Все образцы были напечатаны и постобработаны в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией HARZ Labs. Представленные здесь результаты получены на материалах, постобработанных в соответствии с вышеуказанными инструкциями и могут отличаться, если установленные протоколы не соблюдаются. Пользователи должны проводить свои собственные исследования, чтобы определить, подходят ли свойства материалов под конкретные цели. HARZ Labs LLC (ООО «ХАРЦ Лабс») не несет ответственности за любые претензии, убытки или убытки любой третьей стороны или за упущенную выгоду, а также за любые специальные, косвенные, случайные или примерные убытки, при их возникновении, даже если ООО HARZ Labs (ООО «ХАРЦ Лабс») было сообщено о возможности такого ущерба.

Сенсибилизация	ISO 10993	Соответствует
----------------	-----------	---------------

Вышеуказанная информация считается точной и представляет собой наилучшие данные, доступные нам в настоящее время. Все образцы были напечатаны и постобработаны в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией HARZ Labs. Представленные здесь результаты получены на материалах, постобработанных в соответствии с вышеуказанными инструкциями и могут отличаться, если установленные протоколы не соблюдаются. Пользователи должны проводить свои собственные исследования, чтобы определить, подходят ли свойства материалов под конкретные цели. HARZ Labs LLC (ООО «ХАРЦ Лабс») не несет ответственности за любые претензии, убытки или убытки любой третьей стороны или за упущенную выгоду, а также за любые специальные, косвенные, случайные или примерные убытки, при их возникновении, даже если ООО HARZ Labs (ООО «ХАРЦ Лабс») было сообщено о возможности такого ущерба.